

Pour connaître nos adresses  
et les différents services qui y sont  
offerts, contactez la succursale de  
votre région ou visitez notre site web.

*For our addresses and the different  
services offered, please contact our  
nearest branch or visit our website.*

[www.groupemedicus.ca](http://www.groupemedicus.ca)



**Medicus**

Montréal

514 525-3757 | 1 866 525-3757

**Savard**

Membre du  
Groupe Medicus

Québec

418 681-6381 | 1 800 463-6436

**Medicus  
OXYBEC**

Sherbrooke

819 566-8711 | 1 800 361-9911

GRUPE MÉDICUS  
fièrement accrédité



**AOPQ**  
ORTHÉSISTES PROTHÉSISTES  
ASSOCIATION DES ORTHÉSISTES  
ET DES PROTHÉSISTES DU QUÉBEC

MEMBRE DE L'ORDRE DES  
**TECHNOLOGUES PROFESSIONNELS**  
DU QUÉBEC

**Medicus Savard OXYBEC**

## Attelle d'immobilisation articulée pour le genou (Type ROM)



# ORTHÈSES



Groupe  
**Medicus**

## ENTRETIEN

L'attelle ne se lave pas. Si elle est trop souillée,  
vous devez en obtenir une nouvelle dans l'un  
de nos laboratoires.

Ce document est à titre éducatif  
et informatif seulement.  
Toujours vous référer aux  
instructions et/ou à votre  
professionnel de la santé.

## Attelle d'immobilisation articulée pour le genou (Type ROM)

Le produit permet un mouvement de flexion et d'extension du genou, limité et ajustable.

Amplitude de mouvement.

### Hygiène personnelle

Examinez bien la façon dont l'attelle est installée avant de l'enlever.

L'attelle peut être enlevée lors du soin d'hygiène.

Lorsque vous enlevez l'attelle, ne bougez pas le genou.

### Installez l'attelle en suivant ces étapes :

- 1.** Une fois ajustées par un orthésiste, les tiges métalliques ainsi que les parties en mousse ne font qu'un morceau.
- 2.** Une fois détachée, l'attelle s'ouvre en portefeuille.
- 3.** Soulevez la jambe et glissez l'appareil.
- 4.** Refermez la mousse du bas et du haut en vous assurant que les articulations sont au niveau du genou.
- 5.** Attachez les courroies en velcro en commençant par le bas.
- 6.** Pour éviter que l'attelle ne descende, resserrez la courroie qui passe le plus près du dessus du mollet. (voir photo).



Pour les ajustements nécessaires, consultez nos orthésistes diplômés à l'un de nos laboratoires.