

Quadriporteur de luxe **Gs500**

Le nouveau quadriporteur pro **Gs 500** de Continent Globe vous offre un design raffiné tout en gardant la qualité en avant-plan.

Doté des contrôles électroniques tant appréciés de P&G, le **Gs 500** présente aussi les fonctionnalités suivantes :

- Suspension indépendante aux quatre roues
- Guidon à réglage double
- Prise USB
- Jeu de lumière DEL avec clignotant
- Panneau de contrôle avec indicateur de charge
- Siège avec suspension
- Porte-goblet double
- Panier rabattable transportable
- Pneus durs noirs
- Coffre arrière avec clé

Options disponibles :

- Batteries Groupe 24 (AMG ou au gel)
- Drapeau de visibilité



| CARACTÉRISTIQUES | |
|-------------------------|--------------------|
| Contrôleur P&G | 140A |
| Traction | Arrière |
| Type de batteries | 2 x Gr. 24 - 75 Ah |
| Chargeur externe | 8A |
| Contrôle de vitesse | Oui |
| Frein électromagnétique | Oui |
| Ajustement du guidon | Double |
| Couleurs | Rouge - Champagne |
| Couleur du siège | Noir |

| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Capacité de poids | 180kg / 400lbs |
| Largeur hors-tout | 69.8 cm / 27.5 po |
| Longueur hors-tout | 142.2 cm / 56 po |
| Vitesse maximale | 14.5km/h / 9mph |
| Autonomie | Jusqu'à 40 km / 24 miles |
| Garde au sol | 10.2 cm / 4 po |
| Rayon de braquage | 182.9 cm / 72 po |
| Pneus | 4 x 33 cm / 13 po (dur) |
| Siège standard | 45.7 x 45.7 cm / 18 x 18 po |

GARANTIE LIMITÉE CONTINENT GLOBE

5 ans : châssis principal, mât du siège, structure de guidon / fourche

2 ans : moteur transaxle, frein électromécanique, contrôleur, câbles électroniques et les autres composantes électroniques, chargeur

1 an : batteries achetées chez Continent Globe

EXCLUSION:

À moins d'un défaut manufacturier, toutes pièces assujetties à l'usure normale et devant être remplacées à l'occasion telles que les pièces de plastique, brosse de moteur, sabots de freins, fusibles et ampoules, pneus et chambres à air, siège et rembourrage. Plus de détails sur la garantie dans le manuel d'utilisation. Les frais de main-d'oeuvre ou de transport sont la responsabilité du consommateur.