

Ambulateur **STELLA**

La conception du nouvel ambulateur ultra-léger **STELLA** comprend les fonctions aidant le mieux la personne à mobilité réduite dans ses déplacements quotidiens.

Construit d'aluminium, le poids du **STELLA**, incluant toutes ses options, est de seulement 14 lbs et sa courroie surdimensionnée procure un meilleur confort lors du repos.

Fonctionnalités incluses :

- Roues de 8 pouces
- Courroie de dossier surdimensionnée
- Poignées ajustables avec système à déclenchement rapide
- Porte-canne et porte-goblet réversible de gauche à droite



Options :

Bourgogne, bleu ou noir

MODÈLE	HAUTEUR D'ASSISE	HAUTEUR DES POIGNÉES	DISTANCE ENTRE LES POIGNÉES	LARGEUR HORS-TOUIT	EMPATTEMENT	CAPACITÉ
STELLA 18	45.7 cm 18 po	74.9 cm - 87.6 cm 29.5 po - 34.5 po	44.5 cm 17.5 po	61.1 cm 24 po	72.4 cm 28.5 po	136.1 kg 300 lbs
STELLA 20	50.8 cm 20 po	77.5 cm - 90.2 cm 30.5 po - 35.5 po	44.5 cm 17.5 po	61.1 cm 24 po	72.4 cm 28.5 po	136.1 kg 300 lbs
STELLA 23	58.4 cm 23 po	85.1 cm - 97.8 cm 33.5 po - 38.5 po	44.5 cm 17.5 po	61.1 cm 24 po	72.4 cm 28.5 po	136.1 kg 300 lbs
STELLA HD	50.8 cm 20 po	77.5 cm - 88.9 cm 30.5 po - 35 po	49.5 cm 19.5 po	66.4 cm 26 po	72.4 cm 28.5 po	181.5 kg 400 lbs

GARANTIE LIMITÉE CONTINENT GLOBE

À vie : châssis et croisillons

5 ans : poignées et freins

1 an : toutes autres composantes