



Montré dans le tissu Merino
dans la couleur Fawn



Montré dans le tissu
Badlands dans
la couleur Walnut

VivaLIFT!™

FAUTEUILS AUTO-SÔULEVEURS INCLINABLES

de la corporation Pride® Mobility Products

Technologie révolutionnaire !

Support lombaire motorisé pour un confort ergonomique personnalisé

Appui-tête motorisé pleine largeur pour soulever la tête, le cou et les épaules

Batterie de secours rechargeable au Lithium-Ion, une première dans l'industrie !

La batterie peut durer pendant des jours et remplace la batterie de secours à usage unique

Le style avant-gardiste distingue ces fauteuils parmi tous les autres sur le marché.

Élever votre **style de vie !**

Beamsville, Ontario | 888-570-1113 | pridemobility.ca

Pride®
Mobility Products Co.

Elegance



CARACTÉRISTIQUES STANDARD :

- APPUI-TÊTE MOTORISÉ
- SUPPORT LOMBAIRE MOTORISÉ
- MANETTE AVEC PORT USB
- BATTERIE DE SECOURS AU LITHIUM-ION
- FONCTION TOUT FERMER ET SOULEVER
- REPOSE-PIEDS MUNI DE RESSORTS
- POSITION INFINIE À PLAT

Urbana



CARACTÉRISTIQUES STANDARD :

- APPUI-TÊTE MOTORISÉ
- SUPPORT LOMBAIRE MOTORISÉ
- MANETTE AVEC PORT USB
- BATTERIE DE SECOURS AU LITHIUM-ION
- FONCTION TOUT FERMER ET SOULEVER
- REPOSE-PIEDS MUNI DE RESSORTS
- POSITION INFINIE À PLAT

Perfecta



CARACTÉRISTIQUES STANDARD :

- APPUI-TÊTE MOTORISÉ
- SUPPORT LOMBAIRE MOTORISÉ
- MANETTE AVEC PORT USB
- BATTERIE DE SECOURS AU LITHIUM-ION
- FONCTION TOUT FERMER ET SOULEVER
- REPOSE-PIEDS MUNI DE RESSORTS
- POSITION INFINIE À PLAT

Metro



CARACTÉRISTIQUES STANDARD :

- APPUI-TÊTE MOTORISÉ
- SUPPORT LOMBAIRE MOTORISÉ
- MANETTE AVEC PORT USB
- BATTERIE DE SECOURS AU LITHIUM-ION
- FONCTION TOUT FERMER ET SOULEVER
- REPOSE-PIEDS MUNI DE RESSORTS
- POSITION INFINIE À PLAT

Modèles	PLR975M	PLR965M	PLR945M	PLR925M
Positions	Détente Allongée Couchée à plat Soulignée 5'4" - 6'	Détente Allongée Couchée à plat Soulignée 5'4" - 6'	Détente Allongée Couchée à plat Soulignée 5'4" - 6'	Détente Allongée Couchée à plat Soulignée 5'4" - 6'
Capacité de poids	375 lb	375 lb	375 lb	375 lb
Hauteur sol-siège	20"	20"	19"	19"
Profondeur de l'assise	20"	20"	20"	21"
Largeur de l'assise	22"	21"	22"	21"
Hauteur du dossier	27"	25"	25"	26.5"
Style de dossier	Dossier à coussins, rempli de fibre soufflée	Dossier divisé en deux, rempli de fibre soufflée	Dossier à boutons divisé en deux, rempli de fibre soufflée	Dossier divisé en deux, rempli de fibre soufflée
Assise entièrement coussinée	Oui	Oui	Oui	Oui
Extension de repose-pieds	Standard	Standard	Standard	Standard
Distance du mur	14"	14"	15"	14"
Hauteur totale	43"	42"	43"	41"
Largeur totale	35.5"	33"	31"	33"
Poids du fauteuil	152 lb	145 lb	142 lb	142 lb
Garantie	7 ans Pro-rata	7 ans Pro-rata	7 ans Pro-rata	7 ans Pro-rata

GUIDE DE SÉLECTION DES TISSUS STANDARDS

BADLANDS: LIVRAISON RAPIDE



Mushroom Walnut

STONEWASH: LIVRAISON RAPIDE



Granite Gun Metal

MERINO: LIVRAISON RAPIDE



Fawn Steel

SAVILLE: LIVRAISON RAPIDE



Brown Grey

POSITIONS :



DÉTENTE



ALLONGÉE



COUCHÉE À PLAT



SOULÉVÉE