

## BAS SUPPORT PRÉVENTIF

### MJ-1

Pour homme et femme

Classe: 15-20 mmHg

Tricots: Metropole, Formation, City et Cato

Styles: Genou, Cuisse et Collant

Couleurs: Variété de couleurs selon tricot



### Travel

Pour homme et femme

Classe: 18-20 mmHg

Style: genou

Couleurs: Homme: Noir et Gris / Femme: Noir et Poudre



## POUR LES CAS DE LOURDEUR, FATIGUE, DES VARICES SANS ŒDÈME À CONTRÔLER

### Séduction

Le plus transparent

Classe: 20-30 mmHg

Pied: fermé

Styles: Genou, Cuisse avec bande silicone et Collant

Couleurs: Poudre et Noir, bas unis et à motif Caprice, grandeurs standards seulement



## POUR UN CONTRÔLE D'ŒDÈME LÉGER

### Élégance

#1 pour femme

Classes: 20-30, 30-40 mmHg

Pied: ouvert ou fermé

Grandeurs: standards et sur mesure personnalisée

Très grand choix de modèles, motifs, cristaux Swarovski et de couleurs



### Comfort

Voté numéro 1 pour le confort

Classe: 20-30 mmHg, Pied fermé

Couleurs: Sable, caramel et noir

Styles: Genou, Cuisse avec bande silicone et Collant



## POUR UN CONTRÔLE D'ŒDÈME MOYEN


### Active

Pour les gens actifs

Classes: 20-30, 30-40 mmHg, Grandeurs standards seulement

Style: Bas genou fini côtelé au look sport

Couleurs: Marine, Noir, Brun, Gris et Blanc



### « For men »

Le bien-être absolu pour tous les jours!

Classes: 20-30, 30-40 mmHg

Pied: confort anatomique

Style: Bas genou à fines rayures, côtelé plat

Couleurs: Marine, Noir, Brun et Gris



### Plus

Lorsque plus de contrôle est nécessaire

Classes: 20-30, 30-40, 40-50 mmHg

Pied: ouvert ou fermé

Styles: Unisexe, vaste choix de modèles, notre tricot passe-partout



## POUR UN CONTRÔLE D'ŒDÈME SÉVÈRE COMMENÇANT TÔT EN JOURNÉE

### Forte

L'ultime contrôle des tissus circulaires

Classes: 30-40, 40-50 mmHg

Pied: ouvert ou fermé

Style: Tissage résistant et traitement antibactérien intégral sur tout le bas

Couleur: Caramel



### Mondi

Tricot plat

Classe: 30-40 mmHg

Pied: ouvert

Style: Bas genou Standard ou Sur mesure



### Sur mesure

Le choix ultime!

Classes: 20-30, 30-40, 40-50 mmHg


Pied: ouvert ou fermé

Styles: variété de tricots circulaires ou tricots à plat, choix de styles et d'options





Couleurs



mediven® Éléance

Classes: 20-30 et 30-40 mmHg

STANDARD  
+ SUR MESURE  
DISPONIBLE

Pied fermé (pied ouvert offert en couleur sable seulement)

Styles: Bas genou avec ou sans bande de silicone, Bas cuisse avec bande de dentelle, avec bande de silicone pour cuisse forte, Bas culotte et Bas culotte MAXI pour tailles fortes et bas de maternité.

Grandeurs: I à VII

Voir chartes C et D


Longueurs: Petite et Régulière

Le tricot hybride innovateur et la technologie des matériaux associe l'ÉLÉGANCE à la douceur et la transparence. Disponible dans la plus grande variété de styles, couleurs, motifs et cristaux.

Transparence optimale » Apparence discrète


Tricot hybride associant douceur et transparence » Rend le bas facile à enfiler tout en épousant le corps comme une deuxième peau





Couleurs

Voir  
charte  
annuelle



Couleur

Noir

**CRISTAUX**  
Les motifs de  
cristaux Swarovski  
varie à chaque  
année.

## mediven® Couleurs tendances

Classe : 20-30 mmHg

Pied fermé

Styles: Genou, Cuisse et Bas collant

Grandeurs: II à IV

Voir chartes C et D

Longueurs: Petite et Régulière

Le tricot hybride innovateur et la technologie des matériaux associe l'élégance à la douceur et la transparence. Disponible dans la plus grande variété de couleurs qui change à chaque année.



## mediven® Éléance Swarovski

Classe : 20-30 mmHg

Pied fermé

Styles: Cuisse avec bande silicone et Bas collant

Grandeurs: II à IV


Voir chartes C et D

Longueurs: Petite et Régulière


Tous les avantages du bas mediven® Éléance avec l'ajout unique des cristaux Swarovski. Disponible dans la couleur noir seulement. Le motif varie à chaque année.







## Couleurs



## mediven® Comfort

Classe : 20-30 mmHg

STANDARD  
+ SUR MESURE  
DISPONIBLE

Pied fermé seulement

Styles: Genou, Cuisse avec bande silicone et Collant

Grandeurs: I à VII

Voir chartes C et D

Longueurs: Petite et Régulière

Gagnant de la 1<sup>ère</sup> place par l'Institut Hohenstein, pour son grand confort et ses propriétés hydratantes à base de lanoline, le mediven® Comfort nous fait oublier que l'on porte un vêtement compressif de grade médical! Vous méritez le meilleur. Un confort de port extrême – une douceur unique – une tenue parfaitement ajustée. Semelle confort en tricot à double mailles pour une sensation de marche encore plus agréable.





## Couleurs

**mediven® Active****Classes: 20-30 et 30-40 mmHg**

NOUVEAU ET AMÉLIORÉ!

**Pied fermé seulement****Style: Bas genou****Grandeurs: I à VII****Voir charte A****Longueurs: Petite et Régulière**

Transformez les hommes en clients fidèles avec le nouveau mediven® Active. Votre clientèle féminine l'aimera autant. Bas côtelé fin, très robuste qui résiste à l'usure extrême. Idéal pour la personne physiquement active. Il est également impressionnant pour son effet médical, son confort et sa douceur. Semelle confortable, talon renforcé et Clima Fresh anti bactérien rigoureux.

