

Quadriporteur intermédiaire **Gs 300**

Le quadriporteur de format intermédiaire **Gs 300** de Continent Globe est un produit fiable, reconnu et de qualité. Son apparence lisse, brillante et épurée est appréciée par les consommateurs.

Doté des contrôles électroniques tant appréciés de P&G, le **Gs 300** présente aussi les fonctionnalités suivantes :

- Suspension indépendante aux quatre roues
- Guidon à réglage double
- Prise USB
- Jeu de lumière DEL avec clignotants
- Panneau de contrôle avec indicateur de charge
- Siège avec suspension
- Porte-goblet double
- Panier rabattable transportable
- Pneus durs noirs



Options disponibles :

- Coffre arrière avec clé
- Batteries Groupe 22 ou 24 (AGM ou au Gel)
- Drapeau de visibilité

CARACTÉRISTIQUES	
Contrôleur P&G	140 A
Traction	Arrière
Type de batteries	2 x gr. 22 - 50 Ah / 2 x gr. 24 - 75 Ah
Chargeur externe	8 A
Contrôle de vitesse	Oui
Frein électromagnétique	Oui
Ajustement du guidon	Double
Couleurs	Bleu - Rouge
Couleur du siège	Noir

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Capacité de poids	160 kg (350 lb)
Largeur hors-tout	620 mm (24.5 po)
Longueur hors-tout	1370 mm (54 po)
Vitesse maximale	14.5 km/h (9 mph)
Autonomie	Jusqu'à 35 km (21 miles)
Garde au sol	105 mm (4 po)
Rayon de braquage	1780 mm (70 po)
Pneus	4 x 305 mm (4 x 12 po) (dur)
Siège standard	455 mm x 455 mm (18 po x 18 po)

GARANTIE LIMITÉE

5 ans : châssis principal, mât du siège, structure de guidon et fourche

2 ans : moteur transaxle, frein électromécanique, contrôleur, câbles électroniques et les autres composants électroniques ainsi que le chargeur

1 an : batteries achetées chez Continent Globe

EXCLUSION:

À moins d'un défaut manufacturier, toutes pièces assujetties à l'usure normale et devant être remplacées à l'occasion telles que les pièces de plastique, brosse de moteur, sabots de freins, fusibles et ampoules, pneus et chambres à air, siège et rembourrage. Plus de détails sur la garantie dans le manuel d'utilisation. Les frais de main-d'oeuvre ou de transport sont la responsabilité du consommateur.