


# MATELAS THÉRAPEUTIQUE MULTI-MOUSSES

- Mousse de surface haute-résilience
- Mousses à base de soya certifiées OEKO-TEX® pour un respect de l'environnement
- Rebords de mousse ferme qui facilitent les transferts de patients
- Base en mousse mémoire
- Disponible en plusieurs dimensions

## EVO-MAT SÉRIE 3000



Fabriqué par:  
**LITERIE GIDDINGS**  
800, rue Bernard  
Granby (QC) J2J 0H6



CAPACITÉ  
PONDÉRALE  
325 LBS

### COUCHE DE MOUSSE MÉMOIRE

- Hauteur : 2 po
- Densité : 4 lb/pi<sup>3</sup>
- Indice de compression : 10

### SOUTIEN CONFORT

- Hauteur : 2 po
- Densité : 2.6 lb/pi<sup>3</sup>
- Indice de compression : 38

### COUCHE SUPPORT

- Hauteur : 2 po
- Densité : 2.6 lb/pi<sup>3</sup>
- Indice de compression : 42

## EVO-MAT MODÈLE 3100


(sans bordure latérale)

### HOUSSE PROTECTRICE IMPERMÉABLE

- Recouvrement de polyuréthane extensible dans les quatre sens
- Fermeture éclair à rabat contre l'infiltration de liquide
- Se nettoie sur place suivant le mode d'entretien
- Hautement résistante

## EVO-MAT MODÈLE 3200

(avec bordure latérale)



CAPACITÉ  
PONDÉRALE  
325 LBS

### COUCHE DE MOUSSE MÉMOIRE

- Hauteur : 2 po
- Densité : 4 lb/pi<sup>3</sup>
- Indice de compression : 10

### SOUTIEN CONFORT

- Hauteur : 2 po
- Densité : 2.6 lb/pi<sup>3</sup>
- Indice de compression : 38

### COUCHE SUPPORT

- Hauteur : 2 po
- Densité : 3.1 lb/pi<sup>3</sup>
- Indice de compression : 42

### BORDURE LATÉRALE

- Hauteur : 4 po
- Densité : 2 lb/pi<sup>3</sup>
- Indice de compression : 65