

MATELAS THÉRAPEUTIQUE MULTI-MOUSSES

- Mousse de surface haute-résilience
- Mousses à base de soya certifiées OEKO-TEX® pour un respect de l'environnement
- Rebords de mousse ferme qui facilitent les transferts de patients
- Base en mousse haute-résilience anti-affaissement


EVO-MAT SÉRIE 4000



Fabriqué par:
LA FABRIQUE DE MATELAS
800, rue Bernard
Granby (QC) J2J 0H6

EVO-MAT MODÈLE 4100

(sans bordure latérale)



CAPACITÉ
PONDÉRALE
450 LBS

COUCHE DE MOUSSE HAUTE-DENSITÉ

- Hauteur : 3 po
- Densité : 4 lb/pi³
- Indice de compression : 27

COUCHE SUPPORT

- Hauteur : 3 po
- Densité : 2.6 lb/pi³
- Indice de compression : 42

HOUSSE PROTECTRICE IMPERMÉABLE

- Recouvrement de polyuréthane extensible dans les quatre sens
- Fermeture éclair à rabat contre l'infiltration de liquide
- Se nettoie sur place suivant le mode d'entretien
- Hautement résistante
- Disponible en plusieurs dimensions

ÉGALEMENT
DISPONIBLE

EVO-MAT MODÈLE 4200

(avec bordure latérale)

Le modèle 4200 présente les mêmes caractéristiques que le modèle 4100, mais propose une bordure latérale.