



PRODUIT ILLUSTRÉ  
965 A53 — 03 — WICKER 91 LIGHT GREY  
GRANDEUR : PETIT

MODÈLE

**ANNE — 965**

**Medicus**

EXCLUSIVITÉ DE

**Savard OXYBEC ORTHOSERVICE**

## CARACTÉRISTIQUES

- Mécanisme de bercement autobloquant
- Appuis-bras rallongés avec prise ergonomique
- Housse de dossier sécuritaire
- Supports anti-basculés latéraux
- Roulettes arrière pour faciliter le déplacement
- Verrouillage multipositions
- Recouvrements et finis de bois résistants à la désinfection
- Fabriqué à la main au Québec

## AVANTAGES

- Bercement ultra fluide et doux
- Léger et facile à déplacer
- Construction en bois franc solide et durable
- Mousse à densité élevée pour un meilleur confort
- Appuis-bras rembourrés
- Délai de production rapide
- Disponible en livraison directe



**PRODUITS ILLUSTRÉS**

965 A53 03 CHAMEA II 09 WATER  
914 A90 03 CHAMEA II 09 WATER

**SPÉCIFICATIONS**

Capacité de poids du siège :	250 lb	113,40 kg
Poids du fauteuil :	41 lb	18,60 Kg
Largeur :	25 ¾"	65,40 cm
Profondeur :	33 ½"	85,09 cm
Hauteur :	43"	109,22 cm
Hauteur sol-siège :	18 ½"	47 cm
Profondeur du siège :	19"	48,26 cm
Largeur du siège :	18 ¼"	46,36 cm
Hauteur du dossier-siège :	27"	68,58 cm

**TABOURET OSCILLANT — 914 A90**

Tabouret oscillant assorti

**STRUCTURE**

- Base en bois franc d'érable
- Vernis de finition permettant la désinfection
- Fini avec teinture, scellant et laque

**MÉCANISMES**

- Roulement à billes sur balanciers de bois
- Blocage du bercement automatique par le fessier
- Roulettes de manutention
- Poids recommandé pour le mécanisme autobloquant est de 110 lb (50 kg) et plus

**COUSSIN**

- Mousse à densité élevée composée de polyuréthane solide ou mousse avec fibres polyester
- Base du siège en Sytex
- Attaches des appuis-bras : bandes autoagrippantes et boutons-pression

**GARANTIES**

- 5 ans sur la charpente de bois et de métal
- 5 ans sur les roulements à billes
- 2 ans sur les mécanismes
- 1 an sur les coussins

**EXPÉDITION**

- Disponible en livraison directe