

INVACARE® CANADA TRIPOORTEURS ET QUADRIPOORTEURS

STYLE IS FOREVER.



Yes, you can.®



Yes, you can.®

Les scooters Invacare® ont été conçus par une équipe d'ingénieurs et de cliniciens qui ont pris en compte les commentaires des utilisateurs quotidiens et occasionnels. Résultat : une famille de scooters qui correspond à toutes les exigences en matière de rendement, de conception et de confort.

Présentant tout ce que les scooters intérieurs micro portables et extérieurs très robustes de 485 lb peuvent comporter, la gamme de scooters Invacare Canada est sans précédent, car elle offre et présente une solution répondant à tous les besoins.

Évalué à l'établissement de classe mondial certifié TÜV en Allemagne, les scooters Invacare ont été homologués comme sécuritaires, fonctionnels et de bonne qualité. Ils ont été reconnus pour leurs fiabilités apportant la tranquillité d'esprit et pour leurs très grandes durées de vie.





Leo à 3 et à 4 roues intérieur et extérieur

Numéros du modèle :

	3 roues	4 roues
Bleu	LEO-3B	LEO-4B
Rouge	LEO-3R	LEO-4R
Argenté		LEO-4S

Offert en plateformes de 3 et de 4 roues, le scooter Leo est idéal pour l'intérieur et l'extérieur en raison de sa taille compacte et à longue portée. Puisque le scooter Leo a été conçu soigneusement afin qu'il soit sécuritaire, fonctionnel et de grande qualité, il représente le choix optimal pour les personnes qui tiennent à leur indépendance. Il possède des caractéristiques telles que les poignées de commandes delta et un système d'éclairage DEL avant à deux ampoules intégrées. Sa barre et son siège ajustables et confortables vous assureront un déplacement en toute sécurité et dans un environnement confortable. Comprend des batteries 36 Ah.

Caractéristiques

- Les batteries standards 36 Ah vous permettent de parcourir une distance atteignant 36 km.
- Démontez-le à la main en cinq pièces légères pour le transporter.
- Sa taille compacte vous permet de le déplacer et de le contrôler facilement.
- Les dispositifs anti-éclaboussures intégrés protègent le moteur et les composantes électroniques.
- Les pneus noirs gonflables ne laissent pas de marques et permettent une conduite tout en douceur.
- Le levier de relâchement des freins à deux étapes permet d'empêcher les désengagements accidentels en mode conduite.
- La hauteur du siège rotatif à 360 degrés peut être ajustée et celui-ci comprend de larges appuis-bras à angle ajustable possédant des coutures aux accents stylisés.
- Système d'éclairage complet. Lumières LED efficaces qui augmentent la visibilité et offrent une plus grande amplitude d'usage.
- Électronique programmable du fournisseur pour inverser la direction de l'accélérateur et ajuster le rendement de conduite.
- Barre infiniment ajustable dotée de poignées de commandes ergonomiques delta.
- Facile à utiliser, tableau de bord avec éclairage et signaux visuels et sonores programmables.
- Les ports doubles arrière permettent d'utiliser plusieurs accessoires en même temps.
- Capacité pondérale : 350 lbs.

LE STYLE EST ÉTERNEL. SCOOTERS INVACARE.

Caractéristiques des triporteurs / quadriporteurs Leo



Capacité de réglages infinis de la colonne de direction

L'angle de la barre s'ajuste facilement pour offrir une position de conduite confortable et pour voir le tableau de bord et y accéder facilement.



Siège confortable

Le siège à hauteur ajustable est doté de larges appuis-bras à angle ajustable. Il peut être avancé ou reculé et possède un angle de rotation de 360 degrés. Les deux ports pour accessoires permettent d'utiliser deux accessoires arrière au besoin.



Lumières de freins/Indicateurs

Les lumières des freins arrière s'allument au relâchement de l'accélérateur. Les indicateurs de direction gauche et droit arrêtent automatiquement de clignoter après 30 secondes.



Tableau de bord « intuitif »

Conçu pour un usage facile et précis avec boutons sous forme de dômes, éclairage LED et signaux auditifs ainsi qu'un indicateur de piles qui permet d'afficher la puissance restante.



Dispositifs anti-éclaboussures intégrés

Les dispositifs anti-éclaboussures permettent de protéger le moteur et les composants électroniques et aident à limiter l'entretien.

Spécifications du produit

	Colibri 3W 12Ah/ 4W 12Ah/4W 18Ah	Leo 3W/4W	Pegasus 3W/4W METRO	Pegasus 4W PRO	Comet 4W PRO	Comet 4W ULTRA Pro
Dimensions hors tout						
Largeur de la base	19.25"	23.6"	26"	25.5"	26"	26"
Hauteur maximale des obstacles pouvant être surmontés	1.75"/1.75"/3"	2.4"/2.5"	3"	4"	4"	4"
Longueur	40"	47.5"	49"/50"	52"	57"	57"
Hauteur	34.1"	36"	49.5"	49.5"	49.5"	50.75"
Longueur d'espace pour pieds d'utilisable	18"/12"/12"	22"/13"	23"/13"	13"	13.5"	13.5"
Dimensions du siège						
Distance siège-sol	14.5" - 16.5"	16.5" - 19.5"	17.25" - 20.25"	17.25" - 20.25"	17.25" - 20.25"	17.25" - 20.25"
Largeur	17"	19"	20"	20"	20"	26"
Profondeur	17.5"	16"	18.5"	18.5"	18.5"	22.5"
Hauteur du dossier	15.5"	18.5"	27" - 29"	27" - 29"	27" - 29"	32" - 35"
Angle de dossier	N/A	N/A	90° - 130°	90° - 130°	90° - 130°	95° - 130°
Dimensions appuis-bras						
Longueur	11.5"	14"	14"	14"	14"	14"
À partir du siège au sommet des appuis-bras	8"	8"	7" - 10"	7" - 10"	7" - 10"	5" - 7"
Largeur entre les appuis-bras	16" - 19"	23" - 27"	20" - 22.5"	20" - 22.5"	20" - 22.5"	20" - 22.5"
Batteries recommandées	2 x 12 V, 12 Ah* / 2 x 12 V, 18 Ah*	2 x 12 V, 36 Ah*	2 x 12 V, 50 Ah Group 22	2 x 12 V, jusqu'à 75 Ah Group 24	2 x 12 V, 75 Ah Group 24	2 x 12 V, 75 Ah Group 24
Système de chargement à l'extérieur des panneaux	2 Ah/2 Ah/5Ah	5 Ah	8 Ah	8 Ah	8 Ah	8 Ah

*Inclut les batteries

Spécifications du produit

	Colibri 3W 12Ah/ 4W 12Ah/4W 18Ah	Leo 3W/4W	Pegasus 3W/4W METRO	Pegasus 4W PRO	Comet 4W PRO	Comet 4W ULTRA Pro
Vitesse	8 km/h (5 mph)	8 km/h (5 mph)	12 km/h (7.5 mph)	15 km/h (9.5 mph)	15 km/h (9.5 mph)	10 km/h (6 mph)
Autonomie estimée*	11 km (7 miles) / 11 km (7 miles) / 16 km (10 miles)	36 km (22 miles)	42 km (26 miles)	42 km (34 miles)	55 km (34 miles)	58 km (36 miles)
Poids limite (lb.)	300**	350**	300**	350**	390**	485**
Angle d'inclinaison maximum	6°	6°/8°	6°	10°	10°	10°
Pneus						
Dimensions	200 x 50 / 200 x 50 / 210 x 65	9" x 3.5"	11" x 3.5" 4.10/3.50-5	12" x 3.5" 3.50-5	13" x 4" 4.00-5	13" x 4" 4.00-5
Pression des pneus	N/A	50 psi	50 psi	50 psi	50 psi	50 psi
Poids (lbs.)	91.6 / 97.4 / 108 (inc. batteries)	174/184 (inc. batteries)	114/125	172	185	212

Garantie Garantie limitée de deux ans contre les défauts de fabrication (excluant les matériaux rembourrés et doublés, les pneus et les roues). Garantie de six mois sur les batteries achetées à Invacare®. La garantie du fabricant ne s'étend pas à l'usure normale.

*La distance de voyage est uniquement basée sur les normes ISO 7176-2 déterminées lors des essais effectués avec un mannequin de 220 lb/100 kg. La distance de voyage dépend du poids de l'utilisateur, de la vitesse, de la sorte de batterie et de son état, du niveau de charge, des conditions climatiques, du terrain et de l'état des roues motrices.

**La limite de poids est le poids maximal total que pèse le conducteur, les accessoires et les articles supplémentaires qu'il peut transporter. Exemple : Si le poids limite du scooter est de 350 lb et que les articles supplémentaires pèsent au total 25 lb, le conducteur peut peser au maximum 325 lb.



Yes, you can.®

Invacare Canada LP

www.invacare.ca

570 Matheson Blvd. E.

Unit 8

Mississauga, Ontario

L4Z 4G4 Canada

(800) 668-5324

Tous droits réservés.

Les marques déposées sont identifiées par les symboles TM, SM et ©. Toutes les marques déposées sont la propriété de, ou utilisées sous licence par, Invacare Corporation, à moins d'avis contraire.

Les spécifications peuvent être sujettes à des changements sans notification préalable.

© 2018

Invacare Canada

Form No. 09-736C

Rev 02/18