

INVACARE® CANADA TRIPOORTEURS ET QUADRIPOORTEURS



STYLE IS FOREVER.



Yes, you can.®



Yes, you can.®

Les scooters Invacare® ont été conçus par une équipe d'ingénieurs et de cliniciens qui ont pris en compte les commentaires des utilisateurs quotidiens et occasionnels. Résultat : une famille de scooters qui correspond à toutes les exigences en matière de rendement, de conception et de confort.

Présentant tout ce que les scooters intérieurs micro portables et extérieurs très robustes de 485 lb peuvent comporter, la gamme de scooters Invacare Canada est sans précédent, car elle offre et présente une solution répondant à tous les besoins.

Évalué à l'établissement de classe mondial certifié TÜV en Allemagne, les scooters Invacare ont été homologués comme sécuritaires, fonctionnels et de bonne qualité. Ils ont été reconnus pour leurs fiabilités apportant la tranquillité d'esprit et pour leurs très grandes durées de vie.



PEGASUS4P-R



Pegasus^{PRO} avec 4 roues pour l'extérieur

Numéros du modèle :

Couleurs classiques

Bleu PEGASUS4P-B

Rouge PEGASUS4P-R

Argenté PEGASUS4P-S

Blanc PEGASUS4P-W

Vert PEGASUS4P-G

Couleurs de qualité supérieure

Bleu Électrique PEGASUS4P-EB

Rouge Carmin PEGASUS4P-CR

Chrome Emblématique PEGASUS4P-IC

Beige Luxor PEGASUS4P-BG

Crystal Cuivré PEGASUS4P-CC

Le Pegasus^{PRO} est une grande actualisation du Pegasus^{METRO} et possède une garniture de haut niveau pour les conducteurs distingués souhaitant monter d'un cran leur expérience de conduite. Muni d'un affichage LCD rétro-éclairé, le PRO vous renseigne constamment sur le rendement du scooter lorsque vous conduisez. De plus, grâce à la capacité de batterie améliorée, à ses roues très larges et à sa nouvelle suspension à doubles triangles, le Pegasus^{PRO} est la solution idéale pour les personnes à la recherche d'un scooter possédant un rendement et des fonctionnalités de haute qualité.

Caractéristiques

- Un écran LCD interactif : Le centre d'information du scooter affiche l'heure, la température, la jauge de la batterie, les messages du système, l'odomètre et l'indicateur de vitesse.
- Électroniques programmables, volumes des signaux sonores ajustables et éclairage de l'écran LCD configurable.
- Technologie de réduction de la vitesse d'Invacare.
- Sa conception ergonomique permet d'aligner efficacement la tête, les épaules et les coudes pour obtenir une position de conduite détendue.
- La barre peut constamment être ajustée entre 70 et 90 degrés.
- Le moteur à 4 pôles offre un rendement fiable et une vitesse maximale de 15 km.
- Système d'éclairage avant et arrière complet avec lumières automatiques pour freins, clignotants et phares à deux ampoules très lumineuses.
- La hauteur du siège du conducteur avec contours peut être ajustée, celui-ci possède des options d'inclinaisons à positions multiples améliorées et il peut être reculé ou avancé. L'angle de ses larges appuis-bras peut être ajusté.
- Pare-chocs avant et arrière renforcés pour augmenter sa durée de vie.
- Suspension à triangles à double articulation verticale pour fournir un contrôle, un rendement et un confort de qualité supérieure.
- Pneus gonflables noirs de 12 po avec jantes polies en aluminium.
- Le levier de relâchement des freins à deux étapes permet d'empêcher les désengagements accidentels en mode conduite.
- Le moteur et les électroniques sont protégés contre la corrosion et l'eau afin de protéger le fonctionnement vital du scooter.
- Capacité pondérale : 350 lbs.

LE STYLE EST ÉTERNEL. SCOOTERS INVACARE.

Caractéristiques des scooters Pegasus^{METRO}, Pegasus^{PRO}, Comet^{PRO} et Comet^{ULTRA}



Tableau de bord LCD intuitif Pegasus^{METRO}

Conçu pour être utilisé facilement et avec précision, doté de boutons surélevés, de lumières DEL, de signaux sonores et d'un indicateur de batterie lumineux affichant le pourcentage de batterie restante.



Tableau de bord LCD Pegasus^{PRO}, Comet^{PRO}, Comet^{ULTRA}

L'écran LCD affiche la vitesse, la distance parcourue, le pourcentage restant de la batterie, l'heure, la température et les messages du système. La luminosité de l'écran et le volume des signaux sonores du panneau peuvent être ajustés grâce au tableau de bord.



Conduite ergonomique

La conception de la barre et des poignées delta favorisent un alignement optimal de la tête, des épaules et des coudes. Les ajustements infinis de la barre entre 70 et 90 degrés permettent de placer le corps dans une position de conduite détendue, diminuant ainsi les tensions et augmentant le confort.



Suspension avancée

Pegasus^{PRO}, Comet^{PRO}, Comet^{ULTRA}

Suspension avant à triangles à double articulation verticale pour fournir un contrôle, un rendement et un confort de qualité supérieure. Agencé avec une suspension ajustable de l'armature arrière, ce système avancé vous offre une conduite en douceur, une traction améliorée et une stabilité de haute qualité pour rouler sur divers terrains.



Technologie de réduction de la vitesse

Assurez le contrôle optimal de votre scooter grâce à la technologie de réduction de la vitesse (TRV) exclusive qui permet le ralentissement de l'unité dans les courbes.

Caractéristiques des scooters Pegasus^{METRO}, Pegasus^{PRO}, Comet^{PRO} et Comet^{ULTRA}



Électronique programmable

Les scooters Invacare sont entièrement programmables par un technicien du fournisseur pour l'ajustement le rendement de conduite, la vitesse maximale, les minuteurs de mise en veille et les signaux sonores. La direction de l'accélérateur peut aussi être inversée grâce à un programmeur.



Siège confortable

Le siège à hauteur ajustable est doté de larges appuis-bras à angle ajustable. Il peut être avancé ou reculé et possède un angle de rotation de 360 degrés. Le siège du Comet^{ULTRA} est large de 26 po et a été amélioré grâce à un support lombaire pneumatique. Les deux ports pour accessoires permettent d'utiliser deux accessoires arrière.



Lumières pour freins/Clignotants

Les lumières pour freins arrière ont permis d'améliorer la sécurité et la visibilité du scooter, car ils s'allument aussitôt que l'accélérateur est relâché et les clignotants gauches et droits arrêtent de clignoter automatiquement après 30 secondes.



Levier manuel de désengagement des freins à deux étapes

Empêche le relâchement accidentel en mode conduite.



Composantes fiables

Le moteur et la boîte de vitesses ont largement été testés pour assurer leur fiabilité et leur durabilité.



Supports de transport sécuritaires

Les supports de transport soudés à l'armature offrent quatre points pour sécuriser votre scooter lors des déplacements.

Options d'enveloppe



Options de couleurs classiques pour enveloppe Pegasus^{METRO}, Pegasus^{PRO}, Comet^{PRO} & Comet^{ULTRA}



Rouge Jasper



Vert Jade



Diamant Argenté



Blanc Marbre



Bleu Saphir

Options de couleurs de qualité supérieure pour enveloppe Pegasus^{PRO} & Comet^{PRO}



Crystal Cuivré



Chrome Emblématique



Rouge Carmin



Bleu Électrique



Beige Luxor

LE STYLE EST ÉTERNEL. SCOOTERS INVACARE.

Spécifications du produit

	Colibri 3W 12Ah/ 4W 12Ah/4W 18Ah	Leo 3W/4W	Pegasus 3W/4W METRO	Pegasus 4W PRO	Comet 4W PRO	Comet 4W ULTRA Pro
Dimensions hors tout						
Largeur de la base	19.25"	23.6"	26"	25.5"	26"	26"
Hauteur maximale des obstacles pouvant être surmontés	1.75"/1.75"/3"	2.4"/2.5"	3"	4"	4"	4"
Longueur	40"	47.5"	49"/50"	52"	57"	57"
Hauteur	34.1"	36"	49.5"	49.5"	49.5"	50.75"
Longueur d'espace pour pieds d'utilisable	18"/12"/12"	22"/13"	23"/13"	13"	13.5"	13.5"
Dimensions du siège						
Distance siège-sol	14.5" - 16.5"	16.5" - 19.5"	17.25" - 20.25"	17.25" - 20.25"	17.25" - 20.25"	17.25" - 20.25"
Largeur	17"	19"	20"	20"	20"	26"
Profondeur	17.5"	16"	18.5"	18.5"	18.5"	22.5"
Hauteur du dossier	15.5"	18.5"	27" - 29"	27" - 29"	27" - 29"	32" - 35"
Angle de dossier	N/A	N/A	90° - 130°	90° - 130°	90° - 130°	95° - 130°
Dimensions appuis-bras						
Longueur	11.5"	14"	14"	14"	14"	14"
À partir du siège au sommet des appuis-bras	8"	8"	7" - 10"	7" - 10"	7" - 10"	5" - 7"
Largeur entre les appuis-bras	16" - 19"	23" - 27"	20" - 22.5"	20" - 22.5"	20" - 22.5"	20" - 22.5"
Batteries recommandées	2 x 12 V, 12 Ah* / 2 x 12 V, 18 Ah*	2 x 12 V, 36 Ah*	2 x 12 V, 50 Ah Group 22	2 x 12 V, jusqu'à 75 Ah Group 24	2 x 12 V, 75 Ah Group 24	2 x 12 V, 75 Ah Group 24
Système de chargement à l'extérieur des panneaux	2 Ah/2 Ah/5Ah	5 Ah	8 Ah	8 Ah	8 Ah	8 Ah

*Inclut les batteries

Spécifications du produit

	Colibri 3W 12Ah/ 4W 12Ah/4W 18Ah	Leo 3W/4W	Pegasus 3W/4W METRO	Pegasus 4W PRO	Comet 4W PRO	Comet 4W ULTRA Pro
Vitesse	8 km/h (5 mph)	8 km/h (5 mph)	12 km/h (7.5 mph)	15 km/h (9.5 mph)	15 km/h (9.5 mph)	10 km/h (6 mph)
Autonomie estimée*	11 km (7 miles) / 11 km (7 miles) / 16 km (10 miles)	36 km (22 miles)	42 km (26 miles)	42 km (34 miles)	55 km (34 miles)	58 km (36 miles)
Poids limite (lb.)	300**	350**	300**	350**	390**	485**
Angle d'inclinaison maximum	6°	6°/8°	6°	10°	10°	10°
Pneus						
Dimensions	200 x 50 / 200 x 50 / 210 x 65	9" x 3.5"	11" x 3.5" 4.10/3.50-5	12" x 3.5" 3.50-5	13" x 4" 4.00-5	13" x 4" 4.00-5
Pression des pneus	N/A	50 psi	50 psi	50 psi	50 psi	50 psi
Poids (lbs.)	91.6 / 97.4 / 108 (inc. batteries)	174/184 (inc. batteries)	114/125	172	185	212

Garantie Garantie limitée de deux ans contre les défauts de fabrication (excluant les matériaux rembourrés et doublés, les pneus et les roues). Garantie de six mois sur les batteries achetées à Invacare®. La garantie du fabricant ne s'étend pas à l'usure normale.

*La distance de voyage est uniquement basée sur les normes ISO 7176-2 déterminées lors des essais effectués avec un mannequin de 220 lb/100 kg. La distance de voyage dépend du poids de l'utilisateur, de la vitesse, de la sorte de batterie et de son état, du niveau de charge, des conditions climatiques, du terrain et de l'état des roues motrices.

**La limite de poids est le poids maximal total que pèse le conducteur, les accessoires et les articles supplémentaires qu'il peut transporter. Exemple : Si le poids limite du scooter est de 350 lb et que les articles supplémentaires pèsent au total 25 lb, le conducteur peut peser au maximum 325 lb.



Yes, you can.®

Invacare Canada LP

www.invacare.ca

570 Matheson Blvd. E.

Unit 8

Mississauga, Ontario

L4Z 4G4 Canada

(800) 668-5324

Tous droits réservés.

Les marques déposées sont identifiées par les symboles TM, SM et ©. Toutes les marques déposées sont la propriété de, ou utilisées sous licence par, Invacare Corporation, à moins d'avis contraire.

Les spécifications peuvent être sujettes à des changements sans notification préalable.

© 2018

Invacare Canada

Form No. 09-736C

Rev 02/18