

# GEMINO - L'AMBULATEUR 100% POUR VOUS!

Vous recherchez un ambulateur adapté à votre mode de vie actif, pour vous déplacer confortablement et en toute confiance, à l'extérieur comme chez vous? Alors l'ambulateur Gemino est sans aucun doute le choix idéal. Nos ambulateurs légers et reconnus établissent de nouveaux standards en terme de qualité, de confort, de sécurité et de design ... pour vous permettre d'être vous-même et garder votre autonomie!

La gamme Gemino se compose de différents modèles, disponibles dans plusieurs tailles et coloris. Vous trouverez sans difficulté un ambulateur Gemino répondant à 100% à vos besoins et à votre style!

100% confort, sécurité et design.

Vous pouvez compter sur lui à 100%



# LE PLAISIR DES BALLADES RETROUVÉ

Nos ambulateurs Gemino ont été conçus en ayant à l'esprit votre confort et votre plaisir. Un cadre en aluminium léger, des matériaux de haute qualité et un maximum de stabilité garantissent une maniabilité et un confort exceptionnels, à l'intérieur comme à l'extérieur. Grâce au réglage de la hauteur, facile et sans outils, les poignées ergonomiques sont toujours à la bonne position. Et si vous souhaitez vous asseoir un instant, profitez d'une assise spacieuse et reposez-vous. Vous envisagez une ballade plus lointaine? Votre Gemino se plie en un clin d'oeil et se loge dans votre voiture.

Essayez le Gemino de votre choix et redécouvrez le plaisir de la marche et de l'autonomie!

## // CHOISISSEZ LA TAILLE DE VOTRE CADRE

Sélectionner la bonne taille ne vous aidera pas seulement à marcher confortablement et en toute sécurité. Chaque taille de cadre a une hauteur d'assise différente - point important pour le maintien d'une bonne posture une fois assis (voir données techniques page 22).

## // POIGNEES DE POUSSEE REGLABLES

Remarquez comment il est simple de régler les poignées de poussée ergonomiques pour les ajuster à votre taille. Elles se verrouillent en toute sécurité facilement et sans outils.

## // PLIAGE SIMPLE AVEC SYSTEME AUTOBLOQUANT

Le système de pliage unique du Gemino le rend très simple à plier et très compact pour le ranger. De plus, il se verrouille avec un 'clac' sonore, un gage de sécurité en plus! Et pour réduire davantage sa taille, il suffit de baisser ses poignées dans la position la plus basse. Pratique pour les petits espaces et la voiture! Et sachez que vous pouvez aussi manoeuvrer en toute sécurité même lorsque votre ambulateur est partiellement plié.

## // PRATIQUE AU QUOTIDIEN

Votre Gemino facilite et sécurise vos déplacements - avec la possibilité de vous asseoir si vous vous sentez fatigué. Si besoin, ajoutez un dossier confortable pour un support supplémentaire. Beaucoup de choses à emporter? Optez pour un panier souple avec ou sans poignées.

# OÙ QUE VOUS ALLIEZ...

Où que vous alliez, vous vous sentirez plus sûr de vous avec votre ambulateur Gemino. De conception robuste, son cadre stable garantit une sécurité maximale, quelle que soit la situation. Et ses poignées de poussée ergonomiques offrent un excellent soutien. Et plus encore! De nombreuses fonctionnalités pertinentes prouvent que votre sécurité est notre priorité. Gemino – profitez de votre vie active, en toute sérénité!

## // FREIN PERFORMANT ET ULTRA-LEGER

Très ergonomiques, vous constaterez qu'activer les poignées de frein requiert très peu d'effort. Les freins, au design astucieux et simple, sont montés sur les roues et assurent une adhérence optimale, même quand les roues montrent quelques signes d'usure.

## // NÉGOCIATION DES OBSTACLES

Les leviers de basculement, de série, vous simplifient la tâche quand il faut affronter un obstacle. Et grâce aux déflecteurs latéraux vous pouvez manoeuvrer sans problèmes.

## // VISIBLE LA NUIT

Sortir la nuit? 6 réflecteurs intégrés de chaque côté vous assurent d'être visible dans l'obscurité. Pour encore plus de sécurité, optez pour une lumière supplémentaire.



# GEMINO 30

## LA RÉFÉRENCE 100% AMBULATEUR



### // LA VIE EN COULEUR

Vous recherchez un ambulateur différent des autres? Exprimez votre personnalité avec une sélection de 4 coloris anodisés.

Gris argenté



Champagne



Bleu



Violet



### // PANIERS SOUPLES DE COULEUR AVEC RABAT (OPTION)

Complétez votre Gemini 30 avec un panier souple et pratique avec sangles, rabat et renforts latéraux.



# GEMINO 30

## LE MODERNE A L'IMAGE DE VOTRE VIE ACTIVE

Vous recherchez un ambulateur léger qui sort de l'ordinaire? Le Gemino 30 - attire tous les regards. L'ambulateur 100% original dépassera vos attentes en matière de confort, de sécurité et de design. Qualité et élégance réunies autour d'un design moderne. Naturellement, vous pouvez le personnaliser en fonction de votre vie active - et votre style!

Avec le Gemino 30, récompensé des plus hautes distinctions, vous avez 'the best of the best'. Equilibre parfait entre manoeuvrabilité et stabilité maximale, la conception de ce ambulateur vous redonne confiance et augmente ainsi votre autonomie. Personnalisez-le avec des accessoires – et profitez pleinement de la vie!

### // DESIGN PRIME

Notre ambulateur 100% original reconnu par les instituts internationaux du design: Red Dot, iF et le magazine Allemand Öko-Test.



reddot design award  
best of the best 2011



# 100% CHOIX

## NOMBREUX ACCESSOIRES

En plus des nombreuses possibilités de réglages, les ambulateurs Gemino vous propose un vaste choix d'accessoires pour vous faciliter la vie au quotidien. Un panier souple élégant, un porte-canne pratique, une sangle dorsale confortable ou plutôt de l'éclairage supplémentaire pour plus de sécurité? A vous de choisir selon vos besoins et votre style!

### // PANIERS SOUPLES HAUTS EN COULEUR

Personnalisez votre Gemino d'un panier souple de votre couleur préférée. Avec renforts latéraux, fermeture, poignée, bandoulière pour faciliter le transport.



### // PANIERS SOUPLES POUR GEMINO 30 S



# GUIDE DE CHOIX



## GEMINO 30

La référence 100% ambulateur. Design primé, il combine une grande maniabilité à l'intérieur et de très bonnes performances à l'extérieur. Nombreux coloris et accessoires.



Usage intérieur-extérieur, surtout en ville

Utilisation quotidienne

150 kg  
130 kg ( M)  
125 kg ( S)



150-200 cm  
135-170 cm ( M)  
125-165 cm ( S)  
Convient aux enfants




Faible rayon de braquage pour une bonne manoeuvrabilité en intérieur



Personnalisation possible grâce à de nombreux coloris anodisés et une large gamme d'accessoires

# DONNEES TECHNIQUES



		GEMINO 30			GEMINO 30 Déambulateur	GEMINO 30 parkinson		
					30	30M	30	30M
<b>DIMENSIONS</b>								
Poids maximum Utilisateur	kg	150	130	125	150	130	130	130
Taille recommandée Utilisateur	cm	150-200	135-170	125-165	150-200	135-170	150-200	135-170
Capacité de charge max du panier	kg	5	5	5	5	5	5	5
Longueur totale <b>A</b>	cm	65	65	68	65	65	65	65
Largeur totale <b>B</b>	cm	60	60	55	61	61	60	60
Poids total sans panier (avec panier)	kg	7.1 (7.4)	7.0 (7.3)	6.6 (6.8)	10.6 (10.9)	10.4 (10.7)	7.5 (7.8)	7.4 (7.7)
Largeur entre poignées <b>C</b>	cm	47	47	42	25.5	25.5	47	47
Hauteur d'assise <b>D</b>	cm	62	55	48	62	55	62	55
Hauteur totale <b>E</b>	cm	78 - 100	69 - 88	65 - 77	98 - 111.5	84 - 100	78 - 100	69 - 88
Hauteur totale ambulateur plié	cm	80	76	69	97	89	80	76
Longueur totale ambulateur plié	cm	65	65	68	65	65	65	65
Largeur totale ambulateur plié	cm	23	23	23	35.5	35.5	23	23
Diamètre roues avant <b>F</b>	cm	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6
Diamètre roues arrière <b>G</b>	cm	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6
<b>PERFORMANCE</b>								
Rayon de giration	cm	84	84	79	84	84	84	84
<b>COLORIS</b>								
Gris								
Gris argenté		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Champagne		✓	✓					
Bleu		✓	✓	✓				
Violet		✓		✓				
Vert pomme								
Noir								
<b>CERTIFICATS</b>								
CE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 12182		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ISO 11199-2		✓	✓	✓			✓	✓
ISO 11199-3					✓	✓		

Pour plus d'informations sur les options et accessoires disponibles, veuillez consulter les bons de commande. Sunrise Medical se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données techniques de ses produits.