

**BOUGER
AVEC CLASSE**

FORTRESS

Medicus



S700

S700



PUISSANT ET CONFORTABLE

Modèle haut-de-gamme de la S-série, le S700 offre d'excellentes performances de conduite. Ce modèle costaud est capable de franchir les obstacles jusqu'à 10 cm de hauteur et d'atteindre une vitesse maximale de 15 km/h. Avec le S700, pas besoin de vous arrêter ; les batteries de 75 Ah de série vous garantissent de nombreux kilomètres de plaisir et de liberté. Vous avez aussi la garantie d'une conduite souple et confortable grâce au système de suspension évolué qui vous permet de franchir des obstacles sans peine.





Vitesse max. : 12 ou 15 km/h



Coloris : Gris Métallique



Batteries : 75 Ah



Diamètre des roues : 33 cm/13 in



Poids max.Utilisateur : 160 kg/353 lbs

ECLAIRAGE LED PUISSANT

L'éclairage LED lumineux et économe vous garantit une bonne vision et une parfaite visibilité. L'éclairage LED bénéficie du marquage CE permettant son utilisation sur la voie publique.


DESIGN INNOVATEUR

Peu gourmande en énergie, la technologie d'éclairage LED intégrée aux scooters de la S-série est 400 fois plus économe qu'un éclairage standard. Cela signifie que les scooters bénéficient d'une plus grande puissance, qui vous réserve plus d'autonomie lors de chaque trajet.

La sécurité n'est pas en option. Les scooters de la S-série sont équipés d'un éclairage LED, non seulement au niveau du phare avant mais aussi sur les clignotants et les feux arrière avec feux d'arrêt incorporés.



- Roulettes anti-bascule
Reliées aux amortisseurs, elles facilitent le franchissement et vous garantissent sécurité sur les pentes.



COMMANDES CONÇUES POUR VOUS

La colonne de direction ajustable en continu simplifie le réglage de la position de conduite idéale. Grâce à sa conception astucieuse, le phare avant bascule automatiquement lorsqu'on ajuste la colonne de direction.



Le tableau de bord étanche comporte des touches sensibles, un bouton de vitesse réglable, un témoin de charge de batteries à LED et un klaxon.

Avec les poignées de commande Wig-Wag, vous maîtrisez parfaitement le véhicule et votre conduite est très intuitive. Le guidon delta ergonomique contribue à votre confort à chaque déplacement.



Panier de courses amovible avec poignée



Chaque scooter de la S-série est livré avec deux rétroviseurs au look carbone.

SIEGE GRAND LUXE

Le siège de luxe réglable a été conçu de façon à vous garantir une position assise confortable lors de tous vos trajets.



→ Réglage en profondeur continu



→ Inclinaison de dossier rapide



→ Siège pivotant sur 360°



SÉRIE-S	S700	
Couleur	Gris Métallique	
Longueur totale	150 cm	59"
Largeur totale	67 cm	26"
Profondeur d'assise	49 cm	19"
Largeur d'assise	49 cm	19"
Hauteur d'assise à partir du plateau	45 - 50 cm	18" - 20"
Inclinaison du dossier	Oui	
Réglage du siège (horizontal)	Oui	
Vitesse maximale	12 ou 15 km/h	7 ou 9mph
Autonomie (ISO 7176-4)	35 km	22 mi
Autonomie (fourchette maximale)	55 km	34 mi
Batteries	75 Ah (2x)	
Chargeur de batteries	8 A	
Puissance maximale (à plein régime)	2700 Watt	
Pente maximale	10° à 160 kg	10° à 353 lbs
Rayon de braquage	220 cm	87"
Poids total sans batteries	97 kg	213 lbs
Poids total batteries incluses	146 kg	322 lbs
Charge maximale	160 kg	353 lbs
Dimensions des roues	30 cm	13"



Medicus

Medicus Brossard
8000, Boul. Leduc Suite #203
Brossard, Québec
J4Y 0E9
Tél: (450) 443-3666

Medicus Longueuil
1667 chemin de Chambly
Longueuil, Québec
J4J 3X7
Tél: (450) 442-2233

Medicus Rosemont
2815 Sherbrooke Est
Montréal, Québec
H2K 1H2
Tél: (514) 525-3757

Medicus St-Hyacinthe
1100 boul. Casavant Ouest
St-Hyacinthe, Québec
J2S 8B9
Tél: (450) 771-0005

Medicus Centropolis
1749, avenue Pierre-Péladeau
Laval, Québec
H7T 2Y5
Tél: (450) 988-4444

Medicus Pointe-Claire
965 Boulevard St-Jean
Pointe-Claire, Québec
H9R 5K3
Tél: (514) 782-2222

Medicus St-Laurent
5050 boul. Saint-Laurent
Montréal, Québec
H2T 1R7
Tél: (514) 276-3691

Medicus Concorde
300 boul. de la Concorde Est
Laval, Québec
H7G 2E6
Tél: (450) 662-6160

Medicus Rockland
100, ch. Rockland suite #130
Ville Mont-Royal, Québec
H3P 2V9
Tél: (514) 667-3636

Medicus Valleyfield
1396 boul. Monseigneur-Langlois
Valleyfield, Québec
J6S 1E3
Tél: (450) 322-1300

Savard

Savard, Drummondville
350 rue Saint-Jean # 400-A
Drummondville, Québec
J2B 5L4
Tél: (819) 478-6050

Savard, Québec
1350 rue Cyrille-Duquet
Québec, Québec
G1N 2E5
Tél: (800) 463-6436

Savard, Lévis
5700 boul. Étienne-Dallaire # 170
Lévis, Québec
G6V 8R8
Tél: (877) 833-6381

Savard, Trois-Rivières
3000 boul. Saint-Jean
Trois-Rivières, Québec
G9B 2M9
Tél: (888) 833-6381

Medicus Oxybec

Medicus/Oxybec Sherbrooke
981 King Ouest
Sherbrooke, Québec
J1H 1S3
Tél: (819) 566-8711

Medicus ORTHO service

Ortho Service, Rimouski
161 Avenue Rouleau, bureau 102
Rimouski, Québec
G5L 5T3
Tél: (418) 724-4150

Ortho Service, Rivière-du-Loup
98 rue Amyot # 110
Rivière-du-Loup, Québec
G5R 3G3
Tél: (418) 862-8080