



ROTEC
INTERNATIONAL

www.rotecbeds.com

MULTI-POSITIONS

MULTI•POSITIONS



SPÉCIFICATIONS

- Capacité de charge: 113 kg (250 lb) ou 227 kg (500 lb)
- Poids du lit: 99,1 cm (39 po) = 118 kg (260 lb)
137,2 cm (54 po) = 134 kg (295 lb)
152,4 cm (60 po) = 141 kg (310 lb)
- Hauteur minimale: 33,0 cm (13 po)
- Hauteur maximale: 58,4 cm (23 po)
- Angle maximal du dossier: 75 degrés - Angle maximal du pied: 45 degrés
- Dimensions des sommiers offerts:
88,9 cm (35 po) x 190,5 cm (75 po) ou 203,2 cm (80 po)
99,1 cm (39 po) x 190,5 cm (75 po) ou 203,2 cm (80 po)
137,2 cm (54 po) x 190,5 cm (75 po) ou 203,2 cm (80 po)
152,4 cm (60 po) x 190,5 cm (75 po) ou 203,2 cm (80 po)
- Position Trendelenbourg offerte

CARACTÉRISTIQUES

- Moteur linéaire à courant continu ultrasilencieux et à faible consommation
- Lit plus esthétique qu'un lit d'hôpital conçu pour les soins à domicile
- Batterie pour autonomie temporaire
- Lit offert dans toutes les dimensions standards
- Authentique produit canadien

OPTIONS

- Côtés de lit demi-longueur pivotants
- Côtés de lit demi-longueur basculants
- Côtés de lit demi-longueur métalliques
- Côtés de lit pleine longueur métalliques
- Tête et pied de lit en mélamine (différents choix de couleur sont offerts)
- Barre de trapèze (suit le mouvement du lit lors de son ajustement en hauteur)
- Lit d'une capacité de charge de 227 kg (500 lb)
- Ensemble incluant massage à percussion oscillatoire, veilleuse et avertisseur sonore
- Télécommande sans fil