

GUIDE DE CHOIX



GEMINO 30

La référence 100% ambulateur. Design primé, il combine une grande maniabilité à l'intérieur et de très bonnes performances à l'extérieur. Nombreux coloris et accessoires.



Usage intérieur-extérieur, surtout en ville

Utilisation quotidienne


150 kg
130 kg (M)
125 kg (S)



150-200 cm
135-170 cm (M)
125-165 cm (S)
Convient aux enfants




Faible rayon de braquage pour une bonne manoeuvrabilité en intérieur



Personnalisation possible grâce à de nombreux coloris anodisés et une large gamme d'accessoires

DONNEES TECHNIQUES



	GEMINO 30			GEMINO 30 Déambulateur	GEMINO 30 parkinson			
	30	30M	30	30M				
DIMENSIONS								
Poids maximum Utilisateur	kg	150	130	125	150	130	130	130
Taille recommandée Utilisateur	cm	150-200	135-170	125-165	150-200	135-170	150-200	135-170
Capacité de charge max du panier	kg	5	5	5	5	5	5	5
Longueur totale A	cm	65	65	68	65	65	65	65
Largeur totale B	cm	60	60	55	61	61	60	60
Poids total sans panier (avec panier)	kg	7.1 (7.4)	7.0 (7.3)	6.6 (6.8)	10.6 (10.9)	10.4 (10.7)	7.5 (7.8)	7.4 (7.7)
Largeur entre poignées C	cm	47	47	42	25.5	25.5	47	47
Hauteur d'assise D	cm	62	55	48	62	55	62	55
Hauteur totale E	cm	78 - 100	69 - 88	65 - 77	98 - 111.5	84 - 100	78 - 100	69 - 88
Hauteur totale ambulateur plié	cm	80	76	69	97	89	80	76
Longueur totale ambulateur plié	cm	65	65	68	65	65	65	65
Largeur totale ambulateur plié	cm	23	23	23	35.5	35.5	23	23
Diamètre roues avant F	cm	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6
Diamètre roues arrière G	cm	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6
PERFORMANCE								
Rayon de giration	cm	84	84	79	84	84	84	84
COLORIS								
Gris								
Gris argenté		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Champagne		✓	✓					
Bleu		✓	✓	✓				
Violet		✓		✓				
Vert pomme								
Noir								
CERTIFICATS								
CE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 12182		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ISO 11199-2		✓	✓	✓			✓	✓
ISO 11199-3					✓	✓		

Pour plus d'informations sur les options et accessoires disponibles, veuillez consulter les bons de commande. Sunrise Medical se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données techniques de ses produits.