



Concentrateur d'oxygène 5 Litres / 18,2 kg

Le concentrateur d'oxygène **Perfecto₂ V** est conçu pour un traitement en oxygénothérapie jusqu'à 5 L/mn en poste fixe et/ou en déambulation.

Trusted Solutions, Passionate People





La technologie Invacare

De nouvelles technologies liées au compresseur ont permis de réduire le son de la purge à un niveau quasi imperceptible. Doté de la toute dernière génération de tamis, le **Perfecto₂ V** est plus léger (18,2 kg) tout en conservant des performances en termes de pureté d'oxygène jusqu' 95,6%.

Economisons l'énergie

Grâce à une technologie de pointe, le **Perfecto₂ V** consomme peu et optimise les dépenses en matière d'énergie. Une carte intelligente située au cœur de l'appareil permet de régler les différents systèmes internes de pression. Le concentrateur ne consomme que 320 watts.

Caractéristiques et options



Facile à entretenir

Le remplacement du filtre d'admission s'effectue à travers une porte prévue à cet effet.



Verrouillage du débitmètre **Flow Lock**

Verrouille le débitmètre afin de prévenir tout changement intempestif du débit. Référence 1580295



Débitmètre pédiatrique

Compatible avec toute la gamme des concentrateurs Invacare, il permet de fournir des débits inférieurs à 0,75l/mn (Ref :1522424-IRCPF16AW).

Caractéristiques techniques

Perfecto₂ V 585 mm	380 mm	305 mm	18.2 kg	320 W	Up to 2500m	0.5 - 5.0 LPM	< 40 dB (A)

Perfecto₂ V 87 - 96%	5 PSI (34.5 kPa ± 10%)	ISO8359, MDD	230 V, 50 Hz (±10%)	REACH Compliant	RoHS 2 compliant	DEEE PRO ADHERENT			

Technologie SensO₂

Concentration d'Oxygène

à 85%

- Led verte -

Normale

Entre 73% et 85%

- Led jaune -

Vérifier les filtres et le débit

< à 73%

- Led rouge -

Contactez le Service Technique



Alarmes et Sécurité

- Alarme sans batterie
- Coupe-circuit
- Contrôle SensO₂ de la pureté de l'oxygène
- Valve de sécurité compresseur haute pression
- Sécurité haute température
- Alarmes de basse et haute pression
- Fonction auto-diagnostic avec mémoire des codes
- Alarme bas débit

La prescription

CODE LPPR	Désignation du Forfait 1
1136581	Oxygénothérapie à long terme en poste fixe

Référence produit **Perfecto₂ V** : 1521652-VAW-SUED

Document destiné aux professionnels de Santé

- Mentions légales
- Nom du produit : Invacare Perfecto2V
- Oxygénothérapie à long terme, poste fixe, concentrateur
- Prise en charge par l'assurance maladie en forfaits génériques
- Concentrateur d'oxygène jusqu'à 5l/mn dans le traitement des patients éligibles à une oxygénothérapie à long terme en poste fixe avec une déambulation inférieur à 1 h par jour
- Numéro du document interne : 1567984
- Dispositif médical de Classe IIa
- Organisme notifié DNV 83877-2010
- Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE
- Distribué par Invacare
- **IMPORTANT** : Veuillez vous reporter à la notice du produit pour obtenir des instructions complètes et prendre connaissance des indications, contre-indications, avertissements, précautions et des informations indispensables à son bon usage.

