


MATELAS THÉRAPEUTIQUE MULTI-MOUSSES

- Mousse de surface haute-résilience
- Mousses à base de soya certifiées OEKO-TEX® pour un respect de l'environnement
- Rebords de mousse ferme qui facilitent les transferts de patients
- Base en mousse haute-résilience anti-affaissement
- Disponible en plusieurs dimensions

EVO-MAT SÉRIE 2000



Fabriqué par:
LA FABRIQUE DE MATELAS
800, rue Bernard
Granby (QC) J2J 0H6



CAPACITÉ
PONDÉRALE
250 LBS

COUCHE DE MOUSSE DESIGN

- Hauteur : 2 po
- Densité : 1,85 lb/pi³
- Indice de compression : 28

COUCHE DE MOUSSE SUPPORT

- Hauteur : 4 po
- Densité : 2 lb/pi³
- Indice de compression : 38

EVO-MAT MODÈLE 2100


(sans bordure latérale)

HOUSSE PROTECTRICE IMPERMÉABLE

- Recouvrement de polyuréthane extensible dans les quatre sens
- Fermeture éclair à rabat contre l'infiltration de liquide
- Se nettoie sur place suivant le mode d'entretien
- Hautement résistante

EVO-MAT MODÈLE 2200

(avec bordure latérale)



CAPACITÉ
PONDÉRALE
250 LBS

COUCHE DE MOUSSE DESIGN

- Hauteur : 2 po
- Densité : 1,85 lb/pi³
- Indice de compression : 28

COUCHE DE MOUSSE SUPPORT

- Hauteur : 4 po
- Densité : 2 lb/pi³
- Indice de compression : 38

BORDURE LATÉRALE

- Hauteur : 4 po
- Densité : 2 lb/pi³
- Indice de compression : 65