

MATELAS THÉRAPEUTIQUE MULTI-MOUSSES

- Mousse de surface haute-résilience
- Mousses à base de soya certifiées OEKO-TEX® pour un respect de l'environnement
- Rebords de mousse ferme qui facilitent les transferts de patients
- Base en mousse haute-résilience
- Housse de surface mémoire gel

EVO-MAT SÉRIE 7000




Fabriqué par:
LA FABRIQUE DE MATELAS
800, rue Bernard
Granby (QC) J2J 0H6

HOUSSE PROTECTRICE IMPERMÉABLE

- Recouvrement de polyuréthane extensible dans les quatre sens
- Fermeture éclair à rabat contre l'infiltration de liquide
- Se nettoie sur place suivant le mode d'entretien
- Hautement résistante

EVO-MAT MODÈLE 7100 (sans bordure latérale)



CAPACITÉ
PONDÉRALE
375 LBS

COUCHE DE MOUSSE MÉMOIRE GEL

- Hauteur : 2 po
- Densité : 4 lb/pi³
- Indice de compression : 14

COUCHE SUPPORT

- Hauteur : 4 po
- Densité : 3.1 lb/pi³
- Indice de compression : 40

DISPONIBLE EN
PLUSIEURS DIMENSIONS

ÉGALEMENT
DISPONIBLE

EVO-MAT MODÈLE 7200 (avec bordure latérale)

Le modèle 7200 présente les mêmes caractéristiques que le modèle 7100, mais propose une bordure latérale.