

DUTAILIER



PRODUIT ILLUSTRÉ

966 A53 — 03 — IMAGINE 6009 CHINCHILLA

GRANDEUR : GRAND

MODÈLE

LOUIS — 966

Medicus

EXCLUSIVITÉ DE

Savard

OXYBEC

ORTHO SERVICE

CARACTÉRISTIQUES

- Mécanisme de bercement autobloquant
- Appuis-bras rallongés avec prise ergonomique
- Housse de dossier sécuritaire
- Supports anti-basculés latéraux
- Roulettes arrière pour faciliter le déplacement
- Verrouillage multipositions
- Recouvrements et finis de bois résistants à la désinfection
- Fabriqué à la main au Québec

AVANTAGES

- Bercement ultra fluide et doux
- Léger et facile à déplacer
- Construction en bois franc solide et durable
- Mousse à densité élevée pour un meilleur confort
- Appuis-bras rembourrés
- Délai de production rapide
- Disponible en livraison directe



PRODUITS ILLUSTRÉS

966 A53 18 WICKER 61 VANILLA
914 A90 18 WICKER 61 VANILLA

SPÉCIFICATIONS

Capacité de poids du siège :	250 lb	113,40 kg
Poids du fauteuil :	48,50 lb	22 kg
Largeur :	30"	76,20 cm
Profondeur :	34"	86,36 cm
Hauteur :	44"	111,76 cm
Hauteur sol-siège :	19 ¼"	48,90 cm
Profondeur du siège :	20"	50,80 cm
Largeur du siège :	22 ¼"	56,52 cm
Hauteur du dossier-siège :	28 ½"	72,40 cm

TABOURET OSCILLANT — 914 A90

Tabouret oscillant assorti

STRUCTURE

- Base en bois franc d'érable
- Vernis de finition permettant la désinfection
- Fini avec teinture, scellant et laque

MÉCANISMES

- Roulement à billes sur balanciers de bois
- Blocage du bercement automatique par le fessier
- Roulettes de manutention
- Poids recommandé pour le mécanisme autobloquant est de 110 lb (50 kg) et plus

COUSSIN

- Mousse à densité élevée composée de polyuréthane solide ou mousse avec fibres polyester
- Base du siège en Sytex
- Attaches des appuis-bras : bandes autoagrippantes et boutons-pression

GARANTIES

- 5 ans sur la charpente de bois et de métal
- 5 ans sur les roulements à billes
- 2 ans sur les mécanismes
- 1 an sur les coussins

EXPÉDITION

- Disponible en livraison directe