

# Vivez la performance – QUOTIDIENNEMENT !

# Gs200

## Quadriporteur compact


Le **Gs200** de format compact offre toutes les fonctionnalités d'un quadriporteur de luxe tout en gardant l'agilité d'un quadriporteur de petite taille. Seul dans sa catégorie à être équipé de batteries 40 Ah offrant une autonomie pouvant aller jusqu'à 25 km, le **Gs200** vous permettra de vous déplacer quotidiennement sans avoir à vous soucier du niveau de la batterie. Laissez-vous charmer par ce nouveau modèle réunissant format pratique et performance!

### Caractéristiques :

- Suspension aux quatre roues
- Guidon ajustable
- Prise USB
- Jeu de lumières DEL avec clignotants
- Panneau de contrôle avec indicateur de charge
- Rétroviseurs
- Porte-gobelet double
- Panier rabattable transportable
- Pneus avec chambre à air

### Offert en option :

- Support pour cellulaire
- Ceinture de sécurité
- Barre de son Bluetooth



Panneau de contrôle



Vue arrière



Porte-gobelet double

### CARACTÉRISTIQUES

Contrôleur S-Drive <sup>mc</sup>	90 A
Traction	Arrière
Type de batteries	2 x 40 Ah
Chargeur externe	5 A
Contrôle de vitesse	Oui
Frein électromagnétique	Oui
Ajustement du guidon	Oui
Couleurs	Bleu mat ou carbernet
Couleur du siège	Noir

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité de poids	160 kg (350 lb)
Largeur hors-tout	620 mm (24.4 po)
Longueur hors-tout	1210 mm (47.63 po)
Vitesse maximale	10 km/h (6.2 mph)
Autonomie	Jusqu'à 25 km (16 miles)
Garde au sol	70 mm - 110 mm (2.8 po - 4.3 po)
Rayon de giration	1410 mm (55.5 po)
Pneumatiques	4 x 254 mm (4 x 10 po)
Siège standard	455 mm x 455 mm (18 po x 18 po)